

# swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION

PROMOZIONE  
2024



**FINALMENTE  
QUALCUNO  
CHE PENSA AL  
TUO SORRISO!**

[www.swident.it](http://www.swident.it)

# CON SWIDENT LAVORI BENE E VIVI MEGLIO

**I RIUNITI SWIDENT DANNO VALORE AL TUO STUDIO,  
AL TUO LAVORO E AL TUO TEMPO LIBERO, PERCHÈ SONO:**

## **AFFIDABILI**

**...perché un buon partner non ti abbandona mai**

Su un riunito Swident puoi contare sempre.  
Ha un'affidabilità svizzera che ti mette al riparo da ogni sorpresa.  
Ha un'anima italiana che significa qualità, collaudi attenti, cura per il dettaglio.  
Per questo lavorare con Swident è un piacere: niente fermi macchina, nessun bisogno di assistenza, nessun disagio per i tuoi pazienti.  
Il lavoro scorre fluido quando al tuo fianco c'è un partner di valore.



## **EFFICIENTI**


**...per ridurre i costi, non la qualità**

Alte performance non significano alti consumi.  
I riuniti Swident sono costruiti per ottimizzare i costi attraverso una gestione efficiente dell'operatività quotidiana.  
Ti permettono di lavorare con semplicità, in modo lineare, aumentando la qualità della tua vita professionale e la redditività del tuo studio.

## **INTUITIVI**

**...perché semplice è bello**

Quella di Swident è una tecnologia amica.  
Facile, intuitiva, pensata per le persone che la usano.  
Basta un attimo per attivare i comandi, regolare gli strumenti, scegliere le impostazioni.  
Senza bisogno di tutorial o istruzioni complicate.  
È il mondo come dovrebbe essere: click, accendi, lavori.



**MENO COSTI,  
MENO STRESS,  
PIÙ VALORE**

# P R O M O ESPRESSO

IL NUOVO RIUNITO  
PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),  
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
2 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO € 16.000

PREZZO PROMO € 8.880

60 CANONI MENSILI A SOLI € 199

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD [info@swident.it](mailto:info@swident.it)  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

**FRIEND  
UP**

**NOVITÀ** LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**SIRINGA**

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE COMMERCIALE  
**€ 475**  
OMAGGIO

**MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
GARANZIA 3 ANNI  
VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO **Bien Air**

**TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 495**  
OMAGGIO

**COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)**

**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.



VALORE € 1.400  
PREZZO PROMO € 900

# P R O M O HYGENIST

IL TUO NUOVO RIUNITO  
PER LO STUDIO  
DI PROFILASSI!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),  
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
2 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO € 16.000

PREZZO PROMO € 8.880

60 CANONI MENSILI A SOLI € 199

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD [info@swident.it](mailto:info@swident.it)  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**FRIEND  
UP**

**NOVITÀ** LAMPADA  
A LED EOS

Design essenziale e raffinato.  
Funzionalità intuitive.  
Uso intelligente dei materiali.  
Grazie alla luminosità  
senza confronti e all'eccezionale  
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**SIRINGA**

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 475**  
OMAGGIO

**MOTORE INDUZIONE  
MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



**Swiss Made  
GARANZIA  
3 ANNI** **€ 2.600**  
OMAGGIO **Bien Air**

**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**COMPLETA IL TUO RIUNITO  
(PACK IN OPZIONE)**



**TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE € 495  
PREZZO PROMO € 315

Design your smile

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

# P R O M O P R O P H Y

IL TUO NUOVO RIUNITO  
PER LO STUDIO  
DI PROFILASSI!

AMBIENTE LOUNGE  
PER IL MASSIMO RELAX  
PER IL PAZIENTE

STRUMENTI NON A VISTA PER  
NON INTIMORIRE IL PAZIENTE

SENZA BACINELLA  
PER LA MASSIMA IGIENE

AMBIDESTRO  
PER QUALSIASI OPERATORE

PREZZO IRRIPETIBILE

PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
2 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

**X F**  
P R O P H Y

**NOVITÀ** LAMPADA  
A LED EOS

Design essenziale e raffinato.  
Funzionalità intuitive.  
Uso intelligente dei materiali.  
Grazie alla luminosità  
senza confronti e all'eccezionale  
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spengimento touchless, touchpad e accensione/spengimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**SIRINGA**

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 650**  
OMAGGIO

**MOTORE INDUZIONE  
MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
GARANZIA  
3 ANNI

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO



**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**COMPLETA IL TUO RIUNITO  
(PACK IN OPZIONE)**



**TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE € —612  
PREZZO PROMO € **390**

VALORE RIUNITO € **16.000**

PREZZO PROMO € **8.880**

**60 CANONI  
MENSILI A SOLI € 199**

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD [info@swident.it](mailto:info@swident.it)  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024

# PROMO SMART

## Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

## Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.

## Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

## Poltrona AG045WP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antisciacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

## Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

**PARTNER**

### NOVITA' LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
GARANZIA 3 ANNI  
VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO **Bien Air**

VALORE RIUNITO € ~~21.980~~

PREZZO PROMO € **10.990**

**72 CANONI MENSILI A SOLI € 198**

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

# PROMO PREMIUM

## Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

## Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante SW-H.

## Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

## Poltrona AG04SWP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

## Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10000 a 35000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

**PARTNER**

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

### IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### NOVITA' LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10000 a 35000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
3 ANNI

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO

BIEN AIR

### SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 400**  
OMAGGIO

### LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
OMAGGIO

VALORE RIUNITO

**€ 25.980**

PREZZO PROMO

**€ 12.990**

**72 CANONI MENSILI A SOLI € 234**

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

# PROMO PRESTIGE

## Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.
- Touch screen capacitivo per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

## Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile
- Ablatore SW Led P-E
- Lampada fotopolimerizzante SW-H

## Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

## Poltrona AG04-EVO

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

## Pedaliera Wireless Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

## Lampada scialitica a led SW Maia

- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
- Temperatura colore 5000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione intensità luminosa
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

**PARTNER  
EVO**

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

### LAMPADA A LED SW MAIA

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
  - Temperatura colore 5.000° K.
  - Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
  - Rotazione su 2 assi.
  - Regolazione dell'intensità luminosa.
  - Con parabola riflettente.
  - Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.000**  
**OMAGGIO**

### ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
**OMAGGIO**

### MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni



Swiss Made  
**GARANZIA 3 ANNI**

VALORE COMMERCIALE  
**€ 3.000**  
**OMAGGIO**

### SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2 PLUS

**MX2**

**PLUS**



**Bien Air**



### LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
**OMAGGIO**

VALORE RIUNITO **€ 28.960**

PREZZO PROMO **€ 14.480**

**72 CANONI MENSILI A SOLI € 261**

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.



# XKER

# X6.5 IOS

Intra Oral Scanner

I.P.

## Perché scegliere XKER X6.5 IOS

### A COLORI

La visualizzazione finale del modello 3D viene realizzata in tempo reale. I colori sono realistici e le immagini ricche di dettagli, così da poter interpretare al meglio l'area di interesse.

### TELECAMERA 2D

Puoi utilizzare X6.5 IOS anche come telecamera intraorale per realizzare e archiviare immagini 2D. Contestualmente alla scansione, puoi scattare foto 2D ad alta definizione.

### STABILITÀ E MOBILITÀ

La base può essere spostata facilmente e appoggiata su qualsiasi supporto. È studiata per rimanere stabile, con il manipolo comodamente raggiungibile.

### SISTEMA APERTO

I file di scansione di X6.5 IOS sono esportabili in due diversi formati. Il più diffuso e universale STL ed il PLY, contenenti anche le informazioni della texture a colori.

### INVESTIMENTO VANTAGGIOSO

X6.5 IOS garantisce un alto ritorno dell'investimento, coniugando le più innovative tecnologie con un prezzo accessibile. Non solo permette di risparmiare sui materiali da impronta e sui tempi di lavoro, ma comporta anche una maggior soddisfazione del cliente.

### COSTO CHIARO E CERTO

Per l'acquisto di X6.5 IOS sosterrai un'unica spesa iniziale, e non avrai alcun costo aggiuntivo per costi di gestione, aggiornamenti e gestione dei file di scansione.



## Perché prendere l'impronta digitale

- 1 Offre un'esperienza più piacevole per il paziente.
- 2 Riduce il tempo in poltrona e i tempi del trattamento.
- 3 È uno strumento diagnostico ad alta precisione.
- 4 Riduce gli errori di processo.
- 5 Permette di accedere ai benefici del workflow digitale.
- 6 Evita l'acquisto del materiale di impronta.

VALORE LISTINO XKER 6.5 IOS € ~~16.990~~

**PREZZO PROMO** € **9.990**

**LEASING**  
**60 MESI**  
(noleggio finanziario)  
**€ 206**

**NOLEGGIO**  
**48 MESI**  
(noleggio operativo)  
**€ 245**

SWIDENT garantisce il funzionamento di X6.5 IOS secondo le specifiche per un periodo di 2 anni (sono esclusi prodotti di terze parti come il PC, prodotti di consumo, batterie e cavi)

 **SW/SWIDENT SA**  
Via G. Cattori, 3  
6902 Paradiso  
Lugano  
Switzerland  
[www.swident.ch](http://www.swident.ch)

 **swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

Direttore Commerciale:  
**Feliciano Amodio - Mob. 393 8875520**

**SWIDENT SRL**   
Via Rossini, 26  
40055 Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. +39 051 6258657  
info@swident.it  
[www.swident.it](http://www.swident.it)