

# swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION

PROMOCIÓN  
24/25



REDEFINE  
TU PROFESIÓN

[www.swident.it](http://www.swident.it)

# CON SWIDENT TRABAJA BIEN Y VIVE MEJOR

**LAS UNIDADES SWIDENT DAN VALOR A TU PRÁCTICA,  
A TU TRABAJO Y TU TIEMPO LIBRE, PORQUE SOY:**

## **CONFIABLE**

**... porque un buen socio nunca te abandona**

Siempre puedes contar con un equipo dental Swident.  
Su fiabilidad suiza te protege de sorpresas.  
Su alma italiana significa calidad, estrictos ensayos,  
cuidado de los detalles.  
Por este motivo, trabajar con Swident es un placer:  
sin interrupciones del trabajo, sin necesidad de asistencia  
y sin molestias para tus pacientes.  
El trabajo fluye fácilmente cuando hay  
un socio valioso a tu lado.

## **EFICIENTE**


**... para reducir los costos, no la calidad**

Alto rendimiento no significa altos consumos.  
Los equipos dentales Swident están contruidos para  
optimizar los costos mediante una gestión eficiente  
del trabajo cotidiano.  
Te permiten trabajar de forma simple y lineal,  
aumentando la calidad de tu vida profesional  
y la rentabilidad de tu consultorio.

## **INTUITIVO**

**... porque lo sencillo es bello**

La tecnología Swident es amigable.  
Fácil, intuitiva, pensada para las personas que la usan.  
Basta un instante para activar los mandos,  
regular los instrumentos y seleccionar las configuraciones.  
Sin necesidad de tutoriales ni de instrucciones complicadas.  
Es el mundo tal cual debería ser:  
clic, encender, trabajar.



**MENOS COSTOS, MENOS ESTRÉS, MÁS VALOR**

# DESCUBRE LAS ÚLTIMAS SOLUCIONES ERGONÓMICAS PERSONALIZADAS DE SWIDENT

XF  
CART



XF  
CONTINENTAL



XF  
MODULAR/ORTHO

XF

Swident conoce la importancia de la ergonomía. Ahora, con XF, la ha llevado al máximo nivel: este nuevo concepto de trabajo permite al profesional hallar siempre la posición ideal alrededor del paciente, gracias a un sistema que se adapta a las diferentes disciplinas y hábitos operativos. La libertad ofrecida por XF favorece la máxima flexibilidad y fluidez en el trabajo, con el fin de alcanzar siempre el mejor resultado del tratamiento.

**DESDE € 5.990**

Transporte, montaje e IVA excluidos



**4<sup>2+2</sup> AÑOS WARRANTY EXTENSION**  
**€ 800**

## PROMO SPECIALIST

### Consola ortho ambidiestra modular con configuración para hasta 6 instrumentos, con:

- Un BRAZO AMBIDIESTRO fijación posterior del sillón con:
- Un KIT Aspiración DUUR previsto para 2 cánulas de aspiración con electroválvulas selectivas.

### Instrumentos

- Módulo con jeringa de 3 funciones
- Módulo para turbina con luz
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos SWE led P-E
- Unidad con Regulación independiente de la potencia y sprays de cada instrumento
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos
- Botón señalización LED para activar la distribución de spray en botella y agua corriente
- Indicador de LED de la inversión de micromotor
- Indicador de LED de la inserción de spray
- Indicador de LED de la variación de la potencia de los instrumentos de 5 niveles
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavables.
- Bandeja portatray
- Safespray


### Sillón AG04XF

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados y cuatro posiciones programables.
- Movimiento del respaldo con Trendelenburg sincronizado.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el respaldo.

### Pedal inalámbrico multifunción

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y regreso a la última posición

### Brazo doble con bandeja doble fijación soporte cialítico OPCIONAL



### MÓDULO DE ULTRASONIDOS SW LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica led, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS o Satelec.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.300**  
**REGALO**

### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.600**  
**REGALO**

Swiss Made  
**3 AÑOS DE GARANTÍA**

### SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL  
**€ 356**  
**REGALO**

PRECIO DE LISTA **€ 19.600**

PRECIO FINAL **€ 9.800**

**POR SOLO AL MES € 208\***

\*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

**XF**

**4<sup>2+2</sup>**  
**ANOS**  
**WARRANTY**  
**EXTENSION**  
**€ 800**

## PROMO FLEXIBLE

### Carro digital Smart Evo con configuración hasta para 5 instrumentos

- Teclado PAD con visualización gráfica numérica
- Regulación independiente de la potencia y sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Pantalla para el control de todos los parámetros de los instrumentos en función de los requerimientos.
- Movimiento del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
  - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Manija de desplazamiento.
- Bandeja portatray
- PEDAL MULTIFUNCIÓN REÓSTATO CON ACTIVACIÓN DE SPRAY, VELOCIDAD DE LOS INSTRUMENTOS Y MOVIMIENTOS DEL SILLÓN

### Instrumentos

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica
- Módulo con micromotor eléctrico NSK NLS PLUS de inducción.
- Módulo de ultrasonidos SW led P-E

### Sillón AG04XF

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida - bajada del asiento, subida - bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Movimiento del respaldo con Trendelenburg sincronizado.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el respaldo.
- Kit de estabilidad
- UN BRAZO AMBIDIESTRO fijación posterior del sillón con:
  - Un KIT Aspiración DUUR previsto para 2 cánulas de aspiración con electroválvulas selectivas y válvula de selección Durr integrada I

### Lámpara cialítica de led SW Maia

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

### Brazo doble con bandeja doble fijación soporte cialítico OPCIONAL



### LAMPADA A LED SW POLARIS

La tecnología a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.



- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 1.800**  
**REGALO**

### MÓDULO DE ULTRASONIDOS SW LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica led, con funciones de escarificación, periodoncia y endoncia, compatible con insertos EMS o Satelec.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 1.300**  
**REGALO**

### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN NSK NLS PLUS

Para endodoncias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 4,0 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 2.890**  
**REGALO**

### SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 356**  
**REGALO**

PRECIO  
 DE LISTA

~~€ 27.800~~

PRECIO  
 FINAL

**€ 13.900**

**POR SOLO  
 AL MES**

**€ 280\***

\*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.  
 Transporte, montaje e IVA excluidos.  
 Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.



**4<sup>2+2</sup> ANOS WARRANTY EXTENSION**  
**€ 800**

**PROMO SMART**

**Consola del odontólogo**

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
  - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
  - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

**Instrumentos**

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos SW led P-E

**Consola del asistente**

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
  - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

**Grupo hídrico**

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

**Sillón AG04SWP**

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

**Pedale**

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.

**Lámpara de led Swident Polaris**

- Intensidad luminosa 50000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.

**LAMPADA A LED SW POLARIS**

La tecnología a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.



- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.800**  
**REGALO**

**MÓDULO DE ULTRASONIDOS SW LED P-E**

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica led, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS o Satelec.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.300**  
**REGALO**

**MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR**

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.600**  
**REGALO**

**Swiss Made**  
**3 AÑOS DE GARANTÍA**

PRECIO DE LISTA **€ 22.800**

PRECIO FINAL **€ 11.400**

**POR SOLO AL MES € 255\***

\*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

**PARTNER**  
**EVO**



**4<sup>2+2</sup>**  
**ANOS**  
**WARRANTY**  
**EXTENSION**  
**€ 800**

**PROMO PRESTIGE**

- Consola del odontólogo**
- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
  - Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
  - Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
  - Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
  - Pantalla táctil capacitiva para el control de:**
    - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
    - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
    - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
    - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
    - Control de todas las funciones de los instrumentos.
  - Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
  - Bandeja portatray con brazo articulado.

- Instrumentos**
- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
  - Módulo para turbina de fibra óptica.
  - Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien Air de inducción.
  - Módulo de ultrasonidos SW led P-E
  - Lampara de fotopolimerización EU-H

- Consola del asistente**
- Doble brazo articulado.
  - Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
  - Alojamiento para instrumento adicional.
  - Teclado de membrana para el control de:
    - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
    - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
    - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
    - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
  - Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

- Grupo hídrico**
- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
  - Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
  - Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

- Sillón AG04SWP**
- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
  - 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo)
  - 4 posiciones programables.
  - Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
  - Apoyacabezas con doble articulación.
  - Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
  - Kit de estabilidad.

- Pedale inalámbrico multifunción**
- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
  - Activación de sprays y chip air.
  - Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
  - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
  - Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

- Lámpara de led Swident Polaris**
- Intensidad luminosa 50000 lx,
  - temperatura de color 5000 K.
  - Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.

**LAMPADA A LED SW POLARIS**

La tecnología a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.



- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.800**  
**REGALO**

**MÓDULO DE ULTRASONIDOS SW LED P-E**

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica led, con funciones de escarificación, periodoncia y endoncia, compatible con insertos EMS o Satelec.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.300**  
**REGALO**

**MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MX2 BIEN AIR**

Para endodancias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

 Swiss Made  
**3 AÑOS DE GARANTÍA**

VALOR COMERCIAL  
**€ 2.890**  
**REGALO**



**DESCUBRE EL NUEVO MOTOR DE INDUCCIÓN**

**MX2**

**PLUS**



**Bien Air**



**LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H**

Lámpara de fotopolimerización EU-H con dos programas (ortodóntico y estándar), con potencias regulables de 1000 a 1800 mW/cm<sup>2</sup> y longitud de onda de 420 nm a 480 nm.



VALOR COMERCIAL  
**€ 700**  
**REGALO**

PRECIO DE LISTA **€ 29.800**

PRECIO FINAL **€ 14.900**

**POR SOLO AL MES € 299\***

\*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

**XP4**

**4<sup>2+2</sup>**  
**ANOS**  
**WARRANTY**  
**EXTENSION**  
**€ 800**



## PROMO MASTER

### Consola del odontólogo

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
  - movimientos del sillón y activación de sus programas;
  - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
  - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
  - activación de los programas automáticos de enjuague y última posición;
  - control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

### Instrumentos

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos SW led P-E

### Consola del asistente

- Doble brazo articulado de altura regulable.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- 2 alojamientos para instrumentos adicionales.
- Teclado de membrana para el control de:
  - movimientos del sillón y activación de sus programas;
  - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
  - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
  - activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

### Grupo hídrico

- Grupo hídrico en el piso, que da gran estabilidad al equipo dental.
- Escupidera de cerámica con movimiento de 180°, extraíble y autoclavable.
- Grifo para el llenado del vaso desmontable y autoclavable.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray

### Pedales multifunción

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

### Sillón AG04SWP

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.

### Lámpara cialítica de led SW Maia

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

### LÁMPARA LED SW MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.

VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 2.000**  
 REGALO



### MÓDULO DE ULTRASONIDOS SW LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica led, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS o Satelec.

Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 1.300**  
 REGALO



### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

 Swiss Made  
 3 AÑOS DE GARANTÍA

VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 2.600**  
 REGALO



### SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR  
 COMERCIAL  
**€ 356**  
 REGALO

PRECIO DE LISTA **€ 33.800**

PRECIO FINAL **€ 16.900**

POR SOLO AL MES **€ 326\***

\*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.



# XWELL

El único sillón polivalente para la asistencia sanitaria



**XWELL DEN**  
PARA INTERVENCIONES  
DE ODONTOLOGÍA



**XWELL AES**  
PARA PROCEDIMIENTOS  
MÉDICO-ESTÉTICOS



**XWELL OS**  
PARA INTERVENCIONES  
DE CIRUGÍA ORAL



## ERGONOMÍA Y COMODIDAD

Para el paciente y también para el médico, que puede trabajar de pie o sentado, según las necesidades.



## FUNCIONALIDAD Y DISEÑO

Una gama de sillones adecuados para las diferentes necesidades quirúrgicas. Permite colocar al paciente en posición supina o prona. Capacidad de elevación: 300 kg



## HIGIENE

Todos los acolchados son fácilmente extraíbles para facilitar su higienización.



## MADE IN ITALY

Proyectado y realizado por una empresa italiana que tiene un especial y reconocido interés por el diseño y la calidad de los materiales de acabado.

# XKER X6.5 IOS

## Intra Oral Scanner



### BASE ESTABLE

Una sola base, robusta y estable. En la línea de muebles, en la cajonera móvil o directamente en la consola del equipo dental, el mango se aloja siempre en una posición segura y ergonómica.



PRECIO DE LISTA XKER X6.5 IOS € 16.990

PRECIO OFERTA XKER X6.5 IOS € 9.990

Transporte e IVA excluidos.

### PUNTA AUTOCLAVABLE

El suministro incluye 5 puntas autoclavables hasta 150 ciclos (134 °C, 4 minutos)

### BOTÓN SCAN

Un solo mando en el mango activa y detiene el escaneo, y selecciona el proceso siguiente, sin necesidad de operar en el ordenador.

### SISTEMA ANTIVAHO

Un circuito de ventilación integrado en el mango evita el empañamiento del prisma.

### MANGO LIGERO

Solo 280 gramos.

## Por qué tomar la impresión digital

- 1 Ofrece una experiencia más agradable al paciente.
- 2 Reduce el tiempo de sillón y los tiempos de tratamiento.
- 3 Es un instrumento diagnóstico de alta precisión.
- 4 Reduce los errores de proceso.
- 5 Permite acceder a las ventajas del workflow digital.
- 6 Evita la compra de material de impresión.

## Por qué elegir XKER X6.5 IOS

### ESCANEADO A COLOR

La visualización final del modelo 3D se realiza en tiempo real. Los colores son realistas y las imágenes son ricas en detalles, para poder interpretar de la mejor manera posible el área de interés.

### CÁMARA 2D

También puedes utilizar el X6.5 IOS como cámara intraoral para realizar y archivar imágenes en 2D. Simultáneamente al escaneo, puedes tomar fotografías en 2D de alta definición.

### ESTABILIDAD Y MOVILIDAD

La base puede desplazarse fácilmente y apoyarse en cualquier soporte. Está diseñada para permanecer estable, con el mango cómodamente accesible.

### SISTEMA ABIERTO

Los archivos de escaneo de X6.5 IOS se pueden exportar en dos formatos diferentes: STL -más extendido y universal- y PLY, que también contienen información sobre las texturas en color.

### INVERSIÓN RENTABLE

X6.5 IOS garantiza un alto retorno de la inversión, combinando las tecnologías más innovadoras con un precio accesible. No solo permite ahorrar en los materiales de impresión y en los tiempos de trabajo, sino que comporta también una mayor satisfacción del cliente.

### COSTO CLARO Y PRECISO

Para la compra de X6.5 IOS deberás afrontar un solo gasto inicial. No habrá gastos adicionales por costos de gestión, actualizaciones y gestión de los archivos de escaneo.

SWIDENT garantiza el funcionamiento de X6.5 IOS según las especificaciones por un período de 2 años (quedan excluidos los productos de terceros, como el ordenador, productos de consumo, baterías y cables).

# PROMO HEALTH

Los taburetes Swident se adaptan rápida y fácilmente a sus necesidades, gracias a diferentes posibilidades de regulación:

- Altura e inclinación del asiento variables y regulables individualmente.
- Acolchado del asiento y del respaldo perfilado

ergonómicamente.

- Mayor estabilidad, gracias a la especial superficie perfilada del asiento.
- Amplio espacio libre, gracias al soporte redondeado para el muslo.



## HARLEY

Similar en sus formas al asiento de una motocicleta, permite equilibrar perfectamente el peso sobre la columna vertebral y asumir una posición que reduce al mínimo el esfuerzo de los ligamentos y las articulaciones.

|                     |          |                |
|---------------------|----------|----------------|
| PRECIO DE LISTA     | €        | <del>750</del> |
| <b>PRECIO FINAL</b> | <b>€</b> | <b>480*</b>    |

\*Configuración del taburete sin apoyapiés



## SYNCRO T5

El asiento anatómico y el movimiento sincronizado del espaldar permiten al odontólogo sentarse en la posición más cómoda y correcta.

|                     |          |                |
|---------------------|----------|----------------|
| PRECIO DE LISTA     | €        | <del>950</del> |
| <b>PRECIO FINAL</b> | <b>€</b> | <b>590*</b>    |

\*Configuración del taburete sin apoyapiés



## ASSIST

El asiento circular y el espaldar-apoya brazo semicircular permiten al asistente sentarse cómodamente, manteniendo una máxima agilidad de trabajo.

|                     |          |                |
|---------------------|----------|----------------|
| PRECIO DE LISTA     | €        | <del>750</del> |
| <b>PRECIO FINAL</b> | <b>€</b> | <b>480*</b>    |

\*Configuración del taburete sin apoyapiés

Las condiciones financieras ilustradas tienen carácter indicativo y pueden sufrir variaciones en función de la evolución del mercado financiero. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. La financiación está sujeta a la aprobación de la empresa financiera.



**PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME A SU SWIDENT POINT:**

### MADRID - TORRELODONES

Dentaleuropa  
Telf. 902 995 861

### VALLADOLID

Asvadent  
Telf. 983 274 584

### OVIEDO

Asvadent  
Telf. 985 277 343

### BARCELONA

Contact Dental  
Telfs. 935 171 335 - 935 174 057

### BILBAO

Tisan Visente  
Telfs. 944 100 718 - 608 675 934

### ALICANTE

Akra Dental  
Telfs. 965 92 52 52

### MURCIA

Biomed Dental Equipment and Products  
Telf. 968 271 500

### SEVILLA

Zimadent Suoreste  
Telf. 954 407 036

### GRANADA

Novodent Deposito Dental  
Telf. 985 185 345

### CANGAS DEL MORRAZO

Asim  
Telf. 986 220 055

### TENERIFE

Concept Dent  
Telf. 922 340 492

### ALMERÍA

Voz Dental  
Telf. 950 715 379

### MÁLAGA

Stock Dental  
Telf. 962 040 046  
Full Dental  
Telf. 962 040 046

### CASTELLÓN DE LA PLANA

Planadent Suministros  
Telf. 634 610 998

 **SW SWIDENT SA**  
Via G. Cattori, 3  
6902 Paradiso  
Lugano  
Switzerland  
[www.swident.ch](http://www.swident.ch)

**SWIDENT SRL**   
Via Rossini, 26  
40055 Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. +39 051 6258657  
info@swident.it  
[www.swident.it](http://www.swident.it)