


swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION




Guadagna tempo e denaro.

SCOPRI COME

www.swident.it

TEMPO & DENARO

CON SWIDENT GUADAGNI TEMPO E DENARO



PERCHÈ L'ERGONOMIA DI SWIDENT TI FA GUADAGNARE TEMPO

COMFORT E SICUREZZA SENZA PARAGONI:

Con i riuniti Swident, il tuo benessere viene prima di tutto. Il design ergonomico è studiato per offrirti il massimo comfort, riducendo lo stress fisico e garantendo una postura ottimale durante il lavoro. Lavori meglio, vivi meglio, con la sicurezza di proteggere la tua salute ogni giorno.

EFFICIENZA SU MISURA PER TE:

Con la tecnologia intuitiva di Swident, tutto è dove serve: a portata di mano, facile da usare, semplice da gestire. Ogni dettaglio è progettato per ottimizzare il tuo lavoro, migliorando l'interazione tra te e il tuo strumento. Perché con Swident, l'efficienza diventa il tuo punto di forza.

SALUTE E SUCCESSO A LUNGO TERMINE:

Con i riuniti Swident, metti la tua salute al primo posto senza rinunciare alle performance. Ogni dettaglio è studiato per ridurre i rischi della tua professione, offrendo il massimo comfort e protezione. Lavora con Swident, per una carriera lunga, sana e di successo.

PERCHÈ LA QUALITÀ DI SWIDENT TI FA GUADAGNARE DENARO

AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI:

Con i nostri prodotti hai 3 anni di garanzia, ma la vera garanzia è la tua tranquillità. Dimentica assistenza tecnica e ricambi: zero fermi macchina, massima produttività. Scegli la sicurezza di chi non ti lascia mai a piedi!

DURATA SENZA RIVALI:

I nostri riuniti sono il partner su cui puoi sempre contare. Progettati per garantire prestazioni eccellenti nel tempo, uniscono cura maniacale dei dettagli e tecnologia all'avanguardia. Con noi, scegli uno strumento che lavora al tuo fianco per anni, senza compromessi e senza sorprese.

IL VERO VALORE DEL TUO INVESTIMENTO:

Con un riunito Swident, non acquisti solo un prodotto, ma la certezza di un investimento che mantiene il suo valore nel tempo. Affidati a chi garantisce affidabilità e qualità, per un successo che dura anni.

MENO COSTI, MENO STRESS, PIÙ VALORE



XWELL

l'unica poltrona multidisciplinare per l'healthcare



XWELL DEN
PER TRATTAMENTI
DI ODONTOIATRIA



XWELL AES
PER PROCEDURE
MEDICO/ESTETICHE



XWELL OS
PER INTERVENTI DI
CHIRURGIA ORALE



ERGONOMIA E COMFORT

Per il paziente ma anche per il medico, che può lavorare in posizione eretta o seduta secondo le proprie esigenze.



FUNZIONALITÀ E DESIGN

Una gamma di poltrone adatte alle diverse esigenze chirurgiche. Consente di sdraiare il paziente in posizione supina o prona. Capacità di sollevamento 300 kg.



IGIENE

Tutte le imbottiture sono facilmente rimovibili per agevolare l'igienizzazione delle stesse.



MADE IN ITALY


Progettato e realizzato da un'azienda italiana che ha una particolare e riconosciuta attenzione al design e alla qualità dei materiali di finitura.

P R O M O ESPRESSO

IL NUOVO RIUNITO
PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"
CON NOLEGGIO OPERATIVO,
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA
2 ANNI!



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO € 16.000

PREZZO PROMO € 8.880

60 CANONI MENSILI A SOLI € 188

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI
LE CONDIZIONI AD info@swident.it
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2025

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**FRIEND
UP**

NOVITÀ LAMPADA
A LED EOS

Design essenziale e raffinato.
Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali.
Grazie alla luminosità
senza confronti e all'eccezionale
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE
COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE
COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

**MOTORE INDUZIONE
MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI
VALORE
COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO **Bien Air**

TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.



VALORE
COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO

**COMPLETA IL TUO RIUNITO
(PACK IN OPZIONE)**

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.



VALORE
COMMERCIALE
€ 1.400

P R O M O HYGENIST

IL TUO NUOVO RIUNITO
PER LO STUDIO
DI PROFILASSI!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"
CON NOLEGGIO OPERATIVO,
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA
2 ANNI!



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO € 16.000

PREZZO PROMO € 8.880

60 CANONI MENSILI A SOLI € 188

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI
LE CONDIZIONI AD info@swident.it
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2025

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**FRIEND
UP**

NOVITÀ LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spengimento touchless, touchpad e accensione/spengimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI
VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO **Bien Air**

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)



TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE € 495
PREZZO PROMO € 315

PROMO SMART

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

Poltrona AG045WP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antisciacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

PARTNER

NOVITA' LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO



VALORE RIUNITO € 22.600

PREZZO PROMO € 11.300

72 CANONI MENSILI A SOLI € 203

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

PROMO PREMIUM

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante SW-H.

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Poltrona AG04SWP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

PARTNER

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO



NOVITA' LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE
€ 400
OMAGGIO



LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE
€ 700
OMAGGIO



VALORE RIUNITO **€ 26.600**

PREZZO PROMO **€ 13.300**

72 CANONI MENSILI A SOLI € 239

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

PROMO PRESTIGE

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.
- Touch screen capacitivo per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile
- Ablatore SW Led P-E
- Lampada fotopolimerizzante SW-H

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Poltrona AG04-EVO

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

Pedaliera Wireless Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

Lampada scialitica a led SW Maia

- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
- Temperatura colore 5000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione intensità luminosa
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

VALORE RIUNITO € 28.960

PREZZO PROMO € 14.480

72 CANONI MENSILI A SOLI € 261

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE
€ 400
OMAGGIO

LAMPADA A LED SW MAIA

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
 - Temperatura colore 5.000° K.
 - Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
 - Rotazione su 2 assi.
 - Regolazione dell'intensità luminosa.
 - Con parabola riflettente.
 - Maniglie smontabili e autoclavabili.

VALORE COMMERCIALE
€ 2.000
OMAGGIO

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE
€ 2.890
OMAGGIO

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2 PLUS

MX2 PLUS



Bien Air



LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE
€ 700
OMAGGIO



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

NOVITÀ
CONSOLE TOUCH

PARTNER
EVO TOUCH

SGABELLI SWIDENT:

COMFORT ED ERGONOMIA PER UNA POSTURA PERFETTA

Nel tuo lavoro, ogni dettaglio conta, e la postura è fondamentale per il benessere quotidiano.

Gli sgabelli Swident sono progettati per offrirti il massimo comfort, garantendo al tempo stesso una posizione corretta e naturale durante ogni trattamento. Con un design innovativo ed elegante, questi sgabelli uniscono funzionalità, libertà di movimento e supporto ergonomico, aiutandoti a lavorare meglio e senza affaticarti.

Affidati alla qualità Swident: perché stare bene mentre lavori fa la differenza!

HARLEY



Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

SYNCRO T5



Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

ASSIST



Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO CATALOGO € ~~735~~

PREZZO FINALE € 490*

PREZZO CATALOGO € ~~945~~

PREZZO FINALE € 630*

PREZZO CATALOGO € ~~840~~

PREZZO FINALE € 560*

*Sgabello configurato senza poggiatesta

*Sgabello configurato senza poggiatesta

*Sgabello configurato senza poggiatesta